

仅供科研使用

版本号：A 版

pH 计电极补充液

【货号】 BL-O007

【规格】 100mL

【保存】 10~30℃，12 个月。

【产品简介】

pH 计电极经过长期酸碱腐蚀或保存于不恰当的溶液中，容易产生老化现象。pH 计电极补充液可以很好的保护 pH 计电极。

【使用方法】

- 1、根据实验具体要求操作。用超纯水清洗电极后，将电极保存于 pH 计电极补充液中。

【注意事项】

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。