

仅供科研使用

版本号：A 版

DEPC 水

【货号】 BL-O013

【规格】 100mL / 500mL

【保存】 10~30℃，12 个月。

【产品简介】

DEPC 水是用 0.1%DEPC 处理超纯水，并经高压灭菌处理。DEPC 基本上不含 DEPC，99.99%以上是水。DEPC 水可以用于 RNA 沉淀的溶解，含有 RNA 的各种反应体系如反转录、siRNA 的退火等，以及其它各种要求无 RNase 的反应体系。

【使用方法】

- 1、根据实验具体要求操作。

【注意事项】

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、戴一次性手套、口罩操作，以防 RNase 污染。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。