

乙酸钠溶液(3mol/L,pH6.0,无菌)

【货号】 BL-S129

【规格】 500mL

【保存】 室温，12 个月。

【产品简介】

NaAc(3mol/L,pH6.0,无菌)主要由 3M NaAc 组成，调 pH6.0，常用于 DNA 乙醇沉淀等。

【使用方法】

根据实验具体要求操作。

【注意事项】

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。