

仅供科研使用

版本号：A 版

## 氯化钙溶液（5.8mol/L，无菌）

**【货号】** BL-SO253

**【规格】** 100mL

**【保存】** 2~8℃，6 个月。

### **【产品简介】**

氯化钙是多种科研试剂的基础成分，亦可用作干燥剂等。氯化钙溶液（5.8mol/L，无菌）由氯化钙、去离子水组成，经高压灭菌处理。

### **【使用方法】**

- 1、根据实验具体要求操作。

### **【注意事项】**

- 1、注意无菌操作，避免微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。