

仅供科研使用

版本号：A 版

## **Tween20/TBS 溶液（20×TBST，pH7.4）**

**【货号】** BI-WB026

**【规格】** 500mL

**【保存】** 10~30°C，12 个月。

### **【产品简介】**

Tris 缓冲盐溶液简称 TBS，属于常规 pH 缓冲液，常用于清洗 Western Blot 中蛋白印迹膜，或者配制封闭液，是常用分子生物学试剂。在 TBS 的基础上加入一定比例的 Tween 20，能够大大增强 TBS 的洗涤作用。

Tween20/TBS 溶液（20×TBST，pH7.4）主要成分为 Tris-HCl（pH7.4）、氯化钠 Tween 20、防腐剂等，主要用于 Western Blot 中 PVDF、NC 膜的洗涤，亦可作为封闭液的基础试剂。

### **【使用方法】**

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般稀释至 1×，进行下游实验。
- 3、清洗膜时，每次 5~10min，重复 3 次。

### **【注意事项】**

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。